



1 Die Punktionsstelle an der flachen Unterseite der Ferse auswählen.



2 Die Drücker Sperrvorrichtung des Gerätes abnehmen, dabei falls notwendig, sanft vor und zurück biegen. Ziehen Sie nicht wieder den Auslöser bis zur Verwendung.



3 Positionieren Sie den Blade-Steckplatz gegen die Ferse mit dem Trigger adgewandten Benutzer. Ziehen Sie den Auslöser mit dem Zeigefinger zurück. Gerät entfernen und entsorgen.



4 Die ersten Tropfen Blut sanft mit einem trockenen sterilen Gazetupfer abwischen Die vorgesehene Blutmenge mit einer Pipette aufnehmen.



Americas
3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, GA 30097
Tel: +1 770 448 9493

Asia
15 Hoe Chiang Road #12-02
Tower Fifteen
Singapore 089316
Tel: +65 63451588

Europe
Tel: +44 330 122 2630

MediPurpose™
medipurpose.com/babylance