

ES UN
BEBÉ
babyLance™



Guía de usuario de los dispositivos de incisión en el talón babyLance™

Diseñado por y para los profesionales de neonatología

Los dispositivos de incisión en el talón babyLance™ han ganado popularidad mundial por la delicadeza y precisión de sus incisiones y por la seguridad y facilidad de su uso.



Americas

3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, GA 30097
Tel: +1 770 448 9493

Asia

15 Hoe Chiang Road #12-02
Tower Fifteen
Singapore 089316
Tel: +65 63451588

Europe

Tel: +44 330 122 2630

MediPurpose™

medipurpose.com/babylance



1
Seleccione el punto de incisión en el lateral de la superficie plantar y limpie la zona.



2
Retire el seguro, pero no tire del disparador hasta el momento de uso.



3
Sitúe la ranura de la cuchilla, indicada con una flecha, en el punto de incisión y tire del disparador hacia atrás con el dedo índice. Deseche el dispositivo.



4
Limpie suavemente con un paño la primera gotita de sangre; después recoja la cantidad de sangre requerida. ¡Y ya está!



Americas
3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, GA 30097
Tel: +1 770 448 9493

Asia
15 Hoe Chiang Road #12-02
Tower Fifteen
Singapore 089316
Tel: +65 63451588

Europe
Tel: +44 330 122 2630

MediPurpose[™]
medipurpose.com/babylance