



1
Selezionare una sede di un'incisione sulla superficie piana del fondo del tallone, quindi pulire la zona.



2
Rimuovere la sicura del grilletto, ma non tirare indietro il grilletto fino al momento dell'uso.



3
Allineare la slot lama visivo che segna il sito di incisione e premere il grilletto posteriore con il dito indice. Scartare.



4
Pulire delicatamente la prima goccia di sangue, poi raccogliere la quantità desiderata. Questo è tutto!



Americas
3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, GA 30097
Tel: +1 770 448 9493

Asia
15 Hoe Chiang Road #12-02
Tower Fifteen
Singapore 089316
Tel: +65 63451588

Europe
Tel: +44 330 122 2630

MediPurposeTM
medipurpose.com/babylance