

ES UN
BEBÉ
babyLance™



Guía comparativa de los perfiles de incisión de los dispositivos para recién nacidos

Diseñado por y para los profesionales de neonatología

Los dispositivos de incisión en el talón babyLance™ han ganado popularidad mundial por la delicadeza y precisión de sus incisiones y por la seguridad y facilidad de su uso.



Americas

3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, GA 30097
Tel: +1 770 448 9493

Asia

15 Hoe Chiang Road #12-02
Tower Fifteen
Singapore 089316
Tel: +65 63451588

Europe


Tel: +44 330 122 2630

MediPurpose™

medipurpose.com/babylance

Comparación estadística

Comparación visual



Si bien no existe una norma que defina la profundidad ideal de incisión en el talón para estos dispositivos, las directrices del Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI) recomiendan que la incisión en recién nacidos no exceda los dos milímetros de profundidad.


La incisión precisa y ultradelicada de babyLance produce sistemáticamente el adecuado flujo de sangre y reduce la necesidad de múltiples pinchazos.

CLSI LA4-A5. Blood Collection on Filter Paper for Newborn Screening Programs; Approved Standard—Fifth Edition, Vol. 23, No. 21, 2007

babyLance	Código de producto	Profundidad	Colores caja / seguro
Micropreemie	BLM	,60 mm	Amarillo / Lima
Preemie	BLP	,85 mm	Rosa / Blanco
Newborn	BLN	1,0 mm	Azul / Verde
Toddler	BLT	1,4 mm	Naranja / Gris


BD Quikheel¹

El perfil de corte de BD Quikheel muestra una incisión con una punción inicial traumática seguida de un rebanado.




Cardinal Health gentleheel²

El perfil de Cardinal Health gentleheel muestra una incisión con una punción inicial angular seguida de un arco de corte de profundidad creciente.




ITC Tenderfoot³

El perfil de corte de ITC Tenderfoot muestra una incisión con una penetrante punción inicial en ángulo variado y un patrón en “W” dentado y asimétrico.



babyLance Safety Heelstick

El perfil de incisión de babyLance muestra una incisión ligeramente curvada sin marcas de punción traumática o corte irregular o dentado.



¹ Marca comercial de International Technidyne Company
² Marca comercial de Becton, Dickinson and Company
³ Marca comercial de Cardinal Health, Inc.

Americas
3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, GA 30097
Tel: +1 770 448 9493

Asia
15 Hoe Chiang Road #12-02
Tower Fifteen
Singapore 089316
Tel: +65 63451588

Europe
Tel: +44 330 122 2630

MediPurpose™
medipurpose.com/babyLance